


NOWOŚĆ

Rurka tracheostomijna zbrojona medycznym tworzywem

SuMRI



Do zastosowania w MRI



POLSKI PRODUCENT SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Cechy i zalety:

Możliwość stosowania w MRI.

Innowacyjne zbrojenie spiralą z tworzywa sztucznego medycznej jakości.

Wykonane z **termoplastycznego silikonowanego PVC**:

- łatwość wprowadzania,
- elastyczność po umieszczeniu w drogach oddechowych.


Balonik kontrolny znakowany rozmiarem - nie zawiera metalu.

Ruchomy, miękki i delikatny sztyld umożliwiający regulację długości rurki.

Długość rurki dopasowana do potrzeb pacjentów **otyłych** i ze zwężeniami tchawicy.

Delikatny mankiet **wysokoobjętościowy**, niskociśnieniowy w kształcie walca.

Znacznik głębokości wprowadzania.



Rozmiary rurek SuMRI

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	zakres długości rurki [mm]	nr katalogowy	
			z mankietem	bez mankietu
6,0	8,2	57 - 72	37-6060	38-6060
7,0	9,7	64 - 85	37-7060	38-7060
7,5	10,3	68 - 93	37-7560	38-7560
8,0	11,0	72 - 98	37-8060	38-8060
8,5	11,7	74 - 102	37-8560	38-8560
9,0	12,3	76 - 105	37-9060	38-9060
10,0	13,7	80 - 111	37-1060	38-1060

