

KAN XL/XXL

Rurki tracheostomijne z wymiennymi kaniulami



NOWOŚĆ



Rurka tracheostomijna **KAN XL/XXL**
z wewnętrzną kaniulą, fenestracyjna



Rurka tracheostomijna **KAN XL/XXL**
z wewnętrzną kaniulą, bez fenestracji



akcesoria

Zalety:

Rurka w kształcie stożka, zwężająca się w kierunku końca dystalnego, wykonana z termoplastycznego, medycznego **PVC**.

Idealnie dopasowane kaniule wewnętrzne o **stożkowej budowie**.


Bagnetowe złącze zapewnia łatwość i pewność zamocowania kaniuli wewnętrznej i akcesoriów.

Otwory fenestracyjne rozmieszczone na dużej powierzchni.

Łącznik 15 mm zgodny z **ISO**.

Miękki i **elastyczny sztyld** z zaczepem przegubowym zapewnia wyjątkowy komfort podczas użytkowania, jego przezroczystość umożliwia wizualną ocenę stanu skóry w okolicy stomii.

Gładki, zaokrąglony **atraumatyczny koniec** dystalny.



Rozmiary rurek:

Rozmiar I.D. [mm]	Ø Rurki O.D. [mm]	Ø Kaniuli I.D. [mm]	Ø Rurki I.D. [mm]	Długość XL [mm]	Nr katalogowy XL		Długość XXL [mm]	Nr katalogowy XXL	
					bez fenestracji	z fenestracją		bez fenestracji	z fenestracją
5,0	9,1	5,0	6,5	70	46-5000	46-5010	85	46-5020	46-5030
6,0	10,2	6,0	7,5	80	46-6000	46-6010	93	46-6020	46-6030
7,0	11,2	7,0	8,5	83	46-7000	46-7010	100	46-7020	46-7030
8,0	12,2	8,0	9,5	87	46-8000	46-8010	105	46-8020	46-8030
9,0	13,1	9,0	10,5	90	46-9000	46-9010	110	46-9020	46-9030
10,0	14,3	10,0	11,5	92	46-1000	46-1010	115	46-1020	46-1030

