




Podkładka do rurek tracheostomijnych




Wymiennik ciepła i wilgoci - „sztuczny nos”



Opaska do rurek tracheostomijnych



Rurki tracheostomijne



Rurki tracheostomijne **SUMINI** zostały stworzone z myślą o **bezpieczeństwie** i **komforcie** najmłodszych pacjentów. Wykonane z miękkiego, elastycznego **tworzywa medycznego**, są odporne na załamania i doskonale dopasowują się do delikatnej anatomii dziecka. Specjalny kształt szyldu z wewnętrznymi wgłębieniami umożliwia swobodny dopływ powietrza do skóry szyi, zapobiegając podrażnieniom i odleżynom. Rurki dostępne są w wersji **niemowlęcej** i **pediatrycznej**, z mankietem lub bez, a ich widoczność w promieniach **RTG** ułatwia kontrolę położenia. To połączenie innowacyjnej technologii i troski, które gwarantuje bezpieczną i komfortową wentylację w codziennej opiece nad dzieckiem.



Na życzenie rodziców i lekarzy przygotowujemy rurki na **indywidualne zamówienie**, idealnie dopasowane do potrzeb małych pacjentów.

Rurka tracheostomijna **SUMINI** pediatryczna z mankietem *



rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	długość L [mm]	ø mankieta [mm]	nr katalogowy
2,5	4,0	32	8,0	2P-2500
3,0	4,5	35	9,0	2P-3000
3,5	5,1	39	10,0	2P-3500
4,0	5,8	43	12,0	2P-4000
4,5	6,5	47	12,0	2P-4500
5,0	7,1	49	15,0	2P-5000
5,5	7,6	54	15,0	2P-5500
6,0	8,3	60	18,0	2P-6000
6,5	8,9	66	18,0	2P-6500

Rurka tracheostomijna **SUMINI** noworodkowa z mankietem *



rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	długość L [mm]	ø mankieta [mm]	nr katalogowy
2,5	4,0	30	8,0	2N-2500
3,0	4,5	31	9,0	2N-3000
3,5	5,1	33	10,0	2N-3500
4,0	5,8	35	12,0	2N-4000

Rurka tracheostomijna **SUMINI** pediatryczna bez makietu



rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	długość L [mm]	nr katalogowy
2,5	4,0	32	3P-2500
3,0	4,5	35	3P-3000
3,5	5,1	39	3P-3500
4,0	5,8	43	3P-4000
4,5	6,5	47	3P-4500
5,0	7,1	49	3P-5000
5,5	7,6	54	3P-5500
6,0	8,3	60	3P-6000
6,5	8,9	66	3P-6500

Rurka tracheostomijna **SUMINI** noworodkowa bez makietu



rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	długość L [mm]	nr katalogowy
2,5	4,0	30	3N-2500
3,0	4,5	31	3N-3000
3,5	5,1	33	3N-3500
4,0	5,8	35	3N-4000

Zalety rurek **SUMINI**:

- wykonane z wysokiej jakości, **elastycznego tworzywa medycznego**, dopasowującego się do kształtu ciała,
- niskociśnieniowy, **wysokoobjętościowy** mankiet uszczelniający,*
- miękki i **elastyczny szyld** łatwo dopasowujący się do kształtu szyi,
- specjalny **kształt szyldu** zapewnia pewne mocowanie i minimalizuje ryzyko podrażnień skóry,
- idealnie **dopasowana prowadnica** ułatwiająca wprowadzanie rurki,
- taśmka do mocowania rurek tracheostomijnych,
- widoczne w promieniach **RTG**,
- zaoblony, **atraumatyczny koniec rurki**,
- produkt wolny od lateksu i ftalanów,
- jätowe, **jednorazowego użytku**.



Dla zapewnienia jak najlepszego dopasowania do anatomii pacjenta, zależnie od rodzaju szyldu rurki mają inną długość dla tego samego rozmiaru. Rekomendowane do długotrwałej wentylacji.